

# PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN TANQUE DE PREPARACIÓN Y TRASIEGO SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

## **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-017-06

Versión: 06

Vigencia: 18/09/2023 Vencimiento: 18/09/2025 Página 1 de 3

## 1. PROPÓSITO

Dar a conocer los pasos a seguir para la correcta operación del equipo del área de preparación de Sueros, así como también las precauciones a tomar al momento de operar el mismo con la finalidad de no ocasionar daños o accidentes y resguardando la calidad del producto.

### 2. ALCANCE

Aplica al equipo de manufactura de sueros electrorales y sueros parenterales.

### 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO

### 4. **DEFINICIONES**

No aplica

### 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

#### RESPONSABILIDAD

**Personal Operativo**: Responsable de ejecutar la operación de los equipos como se indica en el procedimiento.

Asistente y Supervisores de Producción: Responsables de verificar que se cumpla con la operación según lo indicado en el presente procedimiento.

#### **AUTORIDAD**

El **Asistente** y los **Supervisores de Producción** tienen la autoridad para llamar la atención al operador cuando se considere que no se sigue correctamente los pasos de este procedimiento.

## 6. CONTENIDO

#### 6.1. Frecuencia

Según programa de producción.

#### **6.2.** Precauciones

6.2.1. No apoyar nada en el tanque de preparación durante la preparación, ya que puede afectar la lectura de la balanza.

Elaborado por:	Supervisor de Producción	Firma	Fecha: 18/09/2023
Revisado por:	Jefe de Producción	Firma	Fecha: 18/09/2023
Aprobado por:	Gerente de Producción	Firma	Fecha: 18/09/2023



# PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN TANQUE DE PREPARACIÓN Y TRASIEGO SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

# **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-017-06

Versión: 06

Vigencia: 18/09/2023 Vencimiento: 18/09/2025 Página 2 de 3

6.2.2. En el área de preparación sólo debe de estar la materia prima del lote que se está preparando

## **6.3. Equipo**

- 6.3.1 Unir por medio de mangueras el siguiente circuito:
- 6.3.2 Tanque de preparación (1) a Bomba de trasiego (1) a Tanque de trasiego (2) a Bomba trasiego (2) Salida a tanque de llenado (3)

## 6.4. Para activar el panel de control del tanque realizar lo siguiente:

- 6.4.1. Colocar en posición vertical el botón de encendido.
- 6.4.2. Girar el botón de emergencia para quitar la posición de apagado.
- 6.4.3. Agregar agua por medio de la toma que se encuentra en la parte superior al tanque, hasta la mitad del aforo (verificar en pantalla el aforo).
- 6.4.4. Agregar materias primas.
- 6.4.5. Aforar hasta la cantidad indicada en la hoja técnica.
- 6.4.6. Encender el agitador con el botón verde del tablero del agitador (botón Izquierdo): El agitador está graduado a 950 rev / min.
- 6.4.7. Agitar el tiempo según lo indicado en la hoja técnica.
- 6.4.8. Luego de agitar el tiempo requerido, apagar el agitador con el botón rojo del tablero
- 6.4.9. Enviar muestra a Aseguramiento de calidad, según indicación en hoja técnica.
- 6.4.10. Al estar el producto aprobado encender las bombas de trasiego para enviar solución al tanque de llenado.

#### 6.5. Control de uso de equipo

6.5.1 Registrar en el formato Control de Uso de Equipo código **FO-PD-002** la fecha en que se utilizó, nombre del producto, número de lote, operario que lo utilizó y supervisor que verificó el uso.

## 7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 18/09/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

### 8. BIBLIOGRAFÍA

Ninguna

### 9. ARCHIVO

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para el área de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.



# PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN TANQUE DE PREPARACIÓN Y TRASIEGO SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

# **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-017-06

Versión: 06

Vigencia: 18/09/2023 Vencimiento: 18/09/2025 Página 3 de 3

# 10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE
No aplica	No aplica

# 11. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACIÓN Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN
FO-PD-002 Control de	Asistente, Supervisor de	Cronológico	Gerente, Asistente, Supervisores de	2 años
Equipo	Producción		Producción	

12. CAME	12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO		
VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
1	Se agrega numeral 5.3. Control de uso de equipo		
2	Se modifica propósito y alcance. Se corrigen palabras de redacción en responsabilidad y autoridad. Aclaración sobre graduación de agitador		
3	Cambio de formato		
4	Procedimiento también aplica para el área de sueros 2, por lo que se tendrá el mismo procedimiento en ambas áreas. Cambio de título. Se agregan precauciones		
5	Se modifica el título del documento y en alcance. Se cambia de Sueros 1 y sueros 2 a Sueros electrorales y sueros parenterales.		