	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 1 de 8

## 1. PROPÓSITO

Verificar la sensibilidad del reactivo utilizado (lisado de amebocito) para la prueba de endotoxina bacteriana, según lo declarado en su etiqueta; garantizar la ausencia de contaminación por endotoxina bacteriana en los diluyentes empleados (agua LAL libre de endotoxina o Buffer).

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica sobre las pruebas de endotoxina bacteriana que se realicen en el Laboratorio de Microbiología a: agua de proceso, producto, materias primas y material de envase.

## 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

## 4. DEFINICIONES

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PEO-AC-078	Prueba de endotoxina bacteriana en agua
PEO-AC-079	Prueba de endotoxina bacteriana en productos inyectables y materias primas

**Endotoxinas:** Polisacáridos de la membrana celular de las bacterias Gramnegativas, las cuáles pueden provocar reacciones pirogénicas si son administradas por vía parenteral.

## 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

### Responsabilidad

**Auxiliares de Microbiología:** Son los responsables de llevar a cabo lo descrito en éste procedimiento.

**Jefe de Microbiología:** Tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de éste procedimiento.

### Autoridad


**Jefe de Microbiología:** Tiene la autoridad de realizar cualquier cambio requerido en éste procedimiento.

## 6. CONTENIDO

### 6.1 Materiales

- 6.1.1 Lisado de amebocitos de cangrejo (Pyrotell Limulus Amebocyte Lysate –LAL- for gel cloth method), con sensibilidad de 0.25 UE/ml.
- 6.1.2 Endotoxina estándar de *E. coli*
- 6.1.3 Agua libre de endotoxinas
- 6.1.4 Buffer para prueba de endotoxina.
- 6.1.5 Tubos de reacción despirogenizados de vidrio 10x75 mm.
- 6.1.6 Viales de vidrio de 10 ml
- 6.1.7 Pipeta automática de 100 µl
- 6.1.8 Pipeta automática de volumen variable 100-1000 µl.

Elaborado por: Jefe de Microbiología	Firma:	Fecha: 15/06/2023
Revisado por: Asistente de Documentación	Firma:	Fecha: 15/06/2023
Aprobado por: Jefe de Aseguramiento de Calidad	Firma:	Fecha: 15/06/2023

<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 2 de 8


- 6.1.9 Tips despirogenizados de 1-200 µl.
- 6.1.10 Tips despirogenizados de 50-1000 µl
- 6.1.11 Papel para film "M"
- 6.1.12 Vortex o agitador.
- 6.1.13 Baño de María a 37°C ± 1
- 6.1.14 Cronómetro.
- 6.1.15 Gradilla para tubos de 10x75 mm
- 6.1.16 Mascarilla y cofia
- 6.1.17 Guantes de látex
- 6.1.18 Marcador permanente

## 6.2 Frecuencia

- 6.2.1 El control de endotoxina estándar para las pruebas de rutina deberá reconstituirse cada mes pues su duración es de no más de cuatro semanas.
- 6.2.2 La comprobación de la sensibilidad del lisado de amebocitos se debe llevar a cabo cuando se utiliza un lote nuevo o cuando exista un cambio en las condiciones de prueba que pueda afectar el resultado.
- 6.2.3 Los controles que se indican en la siguiente tabla deberán colocarse en cada corrida de prueba de endotoxina que se realice a agua de proceso, producto, material de envase o materias primas de acuerdo a la siguiente tabla y los resultados se registran en los libros correspondientes según la muestra que se ensaye:


Concentración de endotoxina/ solución a la que se agrega endotoxina	Factor de dilución	Número de repeticiones
2λ/ solución muestra	1	2
2λ/ agua para PEB	1	2
	2	2
	4	2
	8	2
Ninguna /agua para PEB ó Buffer	--	2

- 6.3 **Procedimiento:** Este procedimiento se lleva a cabo en la sala 700 del Laboratorio de análisis microbiológico.
  - 6.3.1 Encender el baño de María.
  - 6.3.2 Retirar de refrigeración los reactivos a utilizar. Anotar la temperatura de la refrigeradora para el almacenamiento de los reactivos en el **FO-AC-029 Control de temperatura y humedad de equipo de Aseguramiento de calidad, investigación y desarrollo y Microbiología.**
  - 6.3.3 Colocarse cofia y guantes de látex.

<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 3 de 8

- 6.3.4 Reconstitución del lisado de amebocitos
- 6.3.4.1 Remover la cápsula de metal del vial y el tapón de hule en forma aséptica.
- 6.3.4.2 Agregar el volumen necesario de agua libre de endotoxinas según fabricante -utilizando la pipeta automática de volumen variable ajustada a 1000µl y un tip nuevo.
- 6.3.4.3 Cubrir el vial con papel parafilm.
- 6.3.4.4 Agitar con vortex por 1 minuto
- 6.3.4.5 El lisado de amebocitos de cangrejo debe mantenerse en refrigeración (-20 a 8° C) antes de su uso y después de su reconstitución. Agitar por 1 minuto antes de utilizar.
- 6.3.4.6 Anotar la fecha de la reconstitución en el vial.
- 6.3.5 Reconstitución del estándar de endotoxina.
- 6.3.5.1 Verificar el certificado de análisis de estandarización contra el estándar de referencia de endotoxina para determinar el volumen de agua libre de endotoxinas a utilizar en la reconstitución, según la concentración que se desee obtener.
- 6.3.5.2 Remover la cápsula de metal del vial y el tapón de hule asépticamente.
- 6.3.5.3 Agregar el volumen de agua libre de endotoxinas determinado
- 6.3.5.4 Cubrir el vial con papel parafilm.
- 6.3.5.5 Agitar en el vortex durante 60 segundos a intervalos de 10 minutos por un período de 60 minutos (5 veces más) o bien agitar durante 60 segundos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.
- 6.3.5.6 Almacenar en refrigeración (-20 a 8° C), no más de 4 semanas (no congelar). Antes de su utilización, agitarlo por 60 segundos.
- 6.3.5.7 Anotar la fecha de su reconstitución en la etiqueta del vial.
- 6.3.6 Comprobación de la sensibilidad del reactivo de lisado de amebocitos:
- 6.3.6.1 Deben prepararse diluciones del estándar con al menos cuatro concentraciones equivalentes a 2λ (0.5 UE/ml), λ (0.25 UE/ml), 0.5λ (0.125 UE/ml) y 0.25λ (0.0625 UE/ml).
- 6.3.6.2 Realizar las diluciones seriadas (múltiplos de 10: 1:10, 1:100, 1:1000, etc.) necesarias para alcanzar una concentración de endotoxina estándar de 1 UE/ml a partir del vial de endotoxina reconstituido. Identificarlas como A, B, C, etc.
- 6.3.6.3 Para realizar las diluciones de múltiplos de 10, ajustar la pipeta de volumen variable a 900 µl y con un tip nuevo agregar este volumen a cada uno de los tubos a utilizar.
- 6.3.6.4 Identificar cuatro tubos como 1, 2, 3 y 4 (en cuadruplicado, ver la siguiente tabla) y agregar con la pipeta de 100µL y un tip nuevo, 100 µl de agua libre de endotoxinas a cada uno.

Solución	Concentración de endotoxina / solución a la que se agrega endotoxina	Diluyente	Factor de dilución	Concentración de endotoxina	Número de repeticiones			
					1	2	3	4
A	2λ / Agua LAL	Agua LAL	1	2λ				
			2	1λ				

<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b> <b>Versión: 09</b> Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025 Página 4 de 8
--	---	--


			4	0.5λ				
			8	0.25λ				
B	Ninguna /Agua LAL	----	----	----				

- 6.3.6.5 Tomar 100 µl de la dilución de endotoxina estándar concentración 1 UE/ml y agregarlos al tubo 1; agitar este tubo durante 10 segundos.
- 6.3.6.6 Con otro tip, extraer 100 µl del tubo 1 y agregarlos al tubo 2, repetir este procedimiento, hasta llegar al tubo 4.
- 6.3.6.7 Descartar 100 µl del tubo 4, luego de haberlo agitado durante 10 segundos.
- 6.3.6.8 Colocar un control del diluyente utilizado (agua LAL, también en cuadruplicado)
- 6.3.6.9 Descartar las diluciones A, B, C, etc. del numeral 6.3.6.2
- 6.3.6.10 Agitar el vial del reactivo de lisado de amebocito (color celeste), durante 1 minuto.
- 6.3.6.11 Con un nuevo tip, agregar 100 µl del vial del reactivo de lisado de amebocito a los tubos 1, 2, 3 y 4 y a los tubos del control del diluyente; agitar durante 10 segundos.
- 6.3.6.12 Al final del período de incubación, remover uno a uno los tubos colocados en la gradilla e invertirlos lentamente hasta 180°. Un resultado positivo se evidencia por la formación de un coágulo que aun después de invertir el tubo 180° permanece firme, cualquier otro estado de la mezcla de reacción constituye una prueba negativa. Aun cuando se ha formado un coágulo, la prueba es negativa si este se rompe o colapsa al ser invertido.
- 6.3.6.13 La prueba se considera válida cuando la concentración más baja de las soluciones estándar presenta un resultado negativo en todas las pruebas repetidas.
- 6.3.6.14 El punto final es la concentración más baja en la serie de concentraciones decrecientes de endotoxina estándar que coagula el lisado.
- 6.3.6.15 Determinar la media geométrica del punto final calculando la media de los logaritmos de las concentraciones en el punto final de la serie de cuatro determinaciones repetidas y calculando luego el antilogaritmo de la media, según se indica en la siguiente fórmula:

**Media geométrica de la concentración en el punto final = antilogaritmo ( $\Sigma e/f$ )**

donde  $\Sigma e$  es la suma de los logaritmos de las concentraciones en el punto final de la serie de diluciones utilizadas y f es el número de tubos de ensayo repetidos (4). La media geométrica de la concentración en el punto final es la sensibilidad media del lisado (en UE/ml). Si no es menor de 0.5λ y no es mayor de 2λ, se confirma la sensibilidad declarada de la endotoxina estándar.

- 6.3.7 Preparación de la solución de trabajo de estándar de endotoxina a partir del vial reconstituido de Estándar de endotoxina.
- 6.3.7.1 Preparar las diluciones (múltiplos de diez) necesarias para alcanzar una concentración de 1UE/ml a partir del vial de endotoxina estándar reconstituido en viales de vidrio de 10 ml de capacidad.
- 6.3.7.2 Tomar 5 ml de la concentración 1UE/ml y diluir con 5 ml de agua libre de endotoxina para conseguir 10 ml de concentración 0.5 UE/ml (2λ). Esta es la solución de endotoxina de trabajo para las corridas de rutina.

<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 5 de 8

## 7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 15/06/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

## 8. BIBLIOGRAFÍA

Farmacopea de los Estados Unidos de América 2012 (USP 35). <85> Prueba de endotoxinas bacterianas.

## 9. ARCHIVO


El presente documento original será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además, se emiten 2 copias controladas para el área de Aseguramiento de Calidad siendo los responsables Asistente de Documentación y Jefe de Microbiología.

## 10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE
No aplica.	

## 11. CONTROL DE REGISTROS

CODIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACION Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACION
FO-AC-101 Registro de análisis de endotoxina bacteriana en producto terminado/material de envase	Jefe Microbiología	En libro	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años
FO-AC-102 Registro de análisis de agua del sistema de tratamiento	Jefe Microbiología	En libro	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años

<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 6 de 8


CODIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACION Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACION
FO-AC-105 Registro de análisis de materia prima	Jefe Microbiología	En libro	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años
FO-AC-029 Control de temperatura y humedad de equipo de aseguramiento de calidad, Investigación y desarrollo y Microbiología.	Auxiliares de Microbiología	En leitz por fecha	Personal de laboratorio de Microbiología	3 años

## 12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	<p>Es la versión basada en la Farmacopea de los Estados Unidos de América 2008 (USP 31), por lo que el código y el nombre de esta referencia fue cambiado a lo largo del texto de este método de análisis. Esta versión incluye además los siguientes cambios:</p> <p>Cambio del nombre del método de análisis, anteriormente el nombre era: Método de análisis para prueba LAL de Endotoxina bacteriana control de calidad según USP 28</p> <p>Se cambió el texto del numeral del numeral 1. Propósito y Alcance</p> <p>El propósito de este procedimiento es garantizar la sensibilidad del reactivo empleado (lisado de amebocito / vial celeste), lo que se conoce como control positivo; y garantizar la ausencia de contaminación de endotoxina bacteriana en los diluyentes empleados, sea agua LAL o Buffer, lo que se conoce como control negativo. Estos controles son realizados cuando se trabaja agua, materias primas y/o producto terminado, según MA.MB.02 Prueba LAL de Endotoxina Bacteriana en Agua y MA.MB.03 Prueba LAL de Endotoxina Bacteriana en Productos Inyectables Líquidos, USP 28.</p> <p>El principio de la prueba está basado en la reacción que se produce entre las endotoxinas bacterianas y un lisado de amebocitos del cangrejo <i>Limulus polyphemus</i> que producen un coágulo, después de una hora de incubación a 37°C, según DE.84 The United States Pharmacopoeia 28 y DE.14 Associate of Cape Cod, Inc. 1994.</p> <p>En 2. Documentos relacionados, se agregó el MA.MB.02 Método de análisis para prueba LAL de endotoxina bacteriana en agua para inyección</p> <p>Se eliminó de 5. Material y equipo a utilizar las jeringas para insulina libres de pirógenos de 1 ml, en vez de ello se utiliza la pipeta de volumen variable de 100- 1000 µL. Se agregaron los siguientes materiales: 16. Mascarilla y cofia 17. Guantes de látex 18. marcador permanente</p>





<b>Laboratorios Bonin</b> 	<b>PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN</b>  <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE ENDOTOXINA</b>  <b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PEO-AC-080-09</b>
		<b>Versión: 09</b>
		Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025
		Página 8 de 8

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	la frecuencia de la realización de la comprobación de la sensibilidad del lisado de amebocitos y la frecuencia y número de repeticiones en los controles (según lo especificado en la USP). En el numeral 6.3.6 Comprobación de la sensibilidad del reactivo de lisado de amebocitos se cambia el procedimiento y la forma de interpretar los resultados. Se agrega el numeral 6.3.7 Preparación de la solución de trabajo de estándar de endotoxina a partir del vial reconstituido de estándar de endotoxina.
6	En 6.1 Materiales, se corrige la medida de los tubos despirogenizados de vidrio, se corrige el nombre de los tubos plásticos, se elimina el uso de tubos plásticos y se cambia por el de viales de vidrio de 10 ml. En el numeral 6.2.3 se hace referencia a la siguiente tabla. Se elimina la tabla del numeral 6.3.6.4 y se agrega una nueva en donde se indica el número de tubos, las concentraciones de endotoxina en cada uno y el control de diluyente a utilizar., las concentraciones se integran en el numeral 6.3.6.1.
7	En la sección 1 Propósito se elimina el texto: “y descartar factores de interferencia de las muestras que puedan afectar el resultado de la prueba” debido a que no aplica en el propósito del documento. En el numeral 6.2.3 se agrega el Buffer para prueba de endotoxina en la tabla.
8	Se modifican los nombres de los reactivos en la sección de materiales, se omiten colores de etiqueta pues corresponden a un fabricante/ proveedor específico. También se modifican los nombres en el numeral 6.3 Procedimiento.