	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN USO Y LIMPIEZA DE EQUIPO ESTUFA DURABRAND KP-6030 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Código: PEO-AC-149-03
		Versión: 03
		Vigencia 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024
		Página 1 de 3

1. PROPÓSITO

Proporcionar al usuario las instrucciones para el uso adecuado de la estufa marca Durabrand modelo KP-6030.

2. ALCANCE

Este instructivo tiene alcance sobre el equipo estufa ubicada en Investigación y Desarrollo (800) en el área de desarrollo de fórmulas (803) codificada EID017, para el desarrollo de productos nuevos, reformulación y fabricación de lotes de Laboratorios Bonin.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
N/A	

4. DEFINICIONES

Estufa: Aparato destinado a calentar, secar, mantener caliente o desinfectar algo; por electricidad o combustión de madera, gas, etc.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

Asistente de Investigación y Desarrollo y Analista de Estabilidades: Son los encargados de utilizar correctamente la estufa, haciendo uso del presente documento.

Jefe de Investigación y Desarrollo: Es el responsable de supervisar el uso adecuado y limpieza del equipo

AUTORIDAD

Gerencia de Aseguramiento: Tiene la potestad para realizar cualquier cambio en el presente documento

6. CONTENIDO


6.1 Antes de usar:

6.1.1 Cada vez que se utilice el equipo se debe llenar el **FO-AC-203 Control de Uso de Equipo Estufa Durabrand KP-6030**

6.1.2 Asegúrese de que la placa esté seca antes de su uso.

6.1.3 La placa no debe colocarse en una superficie sin tratar. Colóquela en una superficie resistente al calor.

Elaborado por: Asistente de Investigación & Desarrollo	Firma	Fecha: 30/11/2022
Revisado por: Jefe de Investigación & Desarrollo	Firma	Fecha: 30/11/2022
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de Calidad	Firma	Fecha: 30/11/2022

Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN USO Y LIMPIEZA DE EQUIPO ESTUFA DURABRAND KP-6030 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Código: PEO-AC-149-03 Versión: 03 Vigencia 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024 Página 2 de 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Instrucciones de uso:



- 6.2.1 Enchufe la placa y enciéndala.
- 6.2.2 Elija la temperatura deseada.
- 6.2.3 La luz indicadora se encenderá y apagará cuando el termostato se encienda o apague.
- 6.2.4 Use siempre utensilios de fondo plano que hagan buen contacto con la placa y sean resistentes al calor. Asegúrese de que caben en la placa.

NOTA: Las placas se controlan con un termostato. Esto significa que se apagará la corriente de vez en cuando. Por lo tanto, las luces del termostato se encenderán y apagarán de vez en cuando. Tenga en cuenta que las placas se enciendan antes de empezar a usar y, el termostato se encenderá y apagará durante este proceso hasta que se alcance la temperatura deseada.

6.3 Precauciones:


- 6.3.1 Cuando se vaya a sacar cualquier material de la estufa, asegurarse de que ésta se haya enfriado y si no es posible, por el trabajo en continuo, usar guantes y accesorios como pinzas para coger el material sin quemarse.
- 6.3.2 Evitar también el contacto con las superficies calientes de la estufa.
- 6.3.3 Al dejar de utilizar el equipo, colocar rótulo de Precaución “Equipo caliente”

6.4 Limpieza del equipo:

- 6.4.1 La limpieza del equipo se realizará después de utilizar el equipo por la persona designada, con un paño o papel toalla humedecido con agua o alcohol al 70%, dependiendo de la actividad. Esta actividad se registra en el **FO-AC-020 Control de limpieza de equipo**, cada vez que se utilice el equipo.

7 REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 30/11/2024 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN USO Y LIMPIEZA DE EQUIPO ESTUFA DURABRAND KP-6030 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Código: PEO-AC-149-03
		Versión: 03
		Vigencia 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024
		Página 3 de 3

8 BIBLIOGRAFÍA

Diccionario de la Real Academia Española.

Manual de uso de equipo Estufa Eléctrica 1 Hornilla marca Durabrand modelo KP-6030

9 ARCHIVO

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten dos copias controladas para el área de Aseguramiento de la Calidad, siendo responsables el Asistente de Documentación y Jefe de Investigación y Desarrollo.

10 ANEXOS

CODIGO	NOMBRE
N/A	

11 CONTROL DE REGISTROS

CODIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACION Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACION
FO-AC-203 Control de uso de equipo Estufa Durabrand KP-6030	Secretaria de Aseguramiento de Calidad	En fólder	Aseguramiento de Calidad	5 años
FO-AC-020 Control de limpieza de equipo	Secretaria de Aseguramiento de Calidad	En fólder	Aseguramiento de Calidad	5 años

12 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Se elimina inciso 6.3 Después del uso, y se agrega en el mismo inciso las Precauciones. Corrección de errores ortográficos.
2	Se amplía la descripción del numeral 6.4