


Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN OPERACIÓN MEZCLADOR STOKES PRODUCCION	Código: PEO-PD-042-04
		Versión: 04
		Vigencia 01/10/2021 Vencimiento:01/10/2023
		Página 1 de 3

1. PROPÓSITO

Dar a conocer los pasos a seguir para la operación del equipo de preparación que forma parte del área de comprimidos, así como también las precauciones que se deben de tomar al momento de la operación del mismo, con la finalidad de no ocasionar daños o accidentes y asegurar la calidad de los productos.

2. ALCANCE

Aplica al proceso del área de sólidos

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
NA	NA

4. DEFINICIONES

No aplica

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD:

Personal operativo: Es el responsable de ejecutar todos los pasos de este procedimiento

Asistente y supervisores de Producción: Son responsables de verificar que se realice este procedimiento.

AUTORIDAD

El Asistente y los supervisores de Producción tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

6. CONTENIDO


6.1. Frecuencia

Según programa de fabricación.

6.2. Precauciones

Verificar que al momento de limpieza el equipo se encuentre apagado o con el botón de seguridad activado.

Elaborado por: Supervisor de Producción	Firma	Fecha: 01/10/2021
Revisado por: Asistente de Producción	Firma	Fecha: 01/10/2021
Aprobado por: Gerente de Producción	Firma	Fecha: 01/10/2021

Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN OPERACIÓN MEZCLADOR STOKES PRODUCCION	Código: PEO-PD-042-04
		Versión: 04
		Vigencia 01/10/2021 Vencimiento:01/10/2023
		Página 2 de 3

6.3. Equipo

El equipo consta de lo siguiente:

- (a) Mezclador
- (b) Eje con cinta

6.4. Sistema de operación

- 6.4.1. Asegurarse que los topes estén apretados.
- 6.4.2. Verificar las cantidades y presencia en el área de la materia prima a procesar. Introducir la materia prima a mezclar según la Hoja Técnica.
- 6.4.3. Cerrar la tapadera.
- 6.4.4. Encender el equipo utilizando el botón verde del panel. Mezclar según Hoja Técnica.
- 6.4.5. Apagar el equipo utilizando el botón rojo del panel.
- 6.4.6. Recuperar la mezcla con un cucharón de acero inoxidable en un tonel con bolsa plástica.

6.5. Control de uso de equipo

- 6.6. Registrar en el formato Control de equipo código FO-PD-002 la fecha en que se utilizó, el nombre del producto, número de lote, operario que lo utilizó y supervisor que verificó el uso.

7. REVISION DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 01/10/2023 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

8. BIBLIOGRAFIA


No aplica

9. ARCHIVO

El presente documentos será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE

Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN OPERACIÓN MEZCLADOR STOKES PRODUCCION	Código: PEO-PD-042-04
		Versión: 04
		Vigencia 01/10/2021 Vencimiento:01/10/2023
		Página 3 de 3

11. CONTROL DE REGISTROS

CODIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACION Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACION
FO-PD-002 Control de Equipo	Áreas de Producción	Cronológico	Gerente, Asistente, Supervisor de producción	1 año

12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Se agrega Numeral 6.4 Control de uso de equipo
2	Se cambia formato
3	Se agrega numeral 6.2. Precauciones, se detalla el propósito.