



Laboratorios Bonin

PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE

Código:
FO-RH-25
Versión 4

PP.208
Versión:3

Página 1 de 8

PERFIL DE PUESTOS

OPERARIO DE AUTOCLAVE

Elaborado por: Asistente Recursos Humanos	Firma:	Fecha: 25 de Junio de 2021
Aprobado por: Gerente de Producción	Firma:	Fecha: 29 de Junio de 2021
Validado por: Coordinador de Recursos Humanos.	Firma:	Fecha: 30 de Junio de 2021
Fecha de Vigencia: Junio 2021		



Laboratorios Bonin

PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE

Código:
FO-RH-25
Versión 4

PP.208
Versión 3

Página 2 de 8

PERFIL DE PUESTOS

PUESTO	Operario I
AREA	Autoclave
DEPARTAMENTO	Producción
SECCION	Sueros
FECHA	Junio 2021

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:

- Responsable del proceso de Esterilización de sueros orales y parenterales y del cumplimiento del programa semanal de producción, siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:

- Responsable del adecuado proceso de sanitización de las áreas asignadas y del equipo de trabajo.
- Seguir los procedimientos establecidos para el desempeño de las actividades asignadas.
- Llenar todos los registros y documentos requeridos.



Laboratorios Bonin

PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE

Código:
FO-RH-25
Versión 4

PP.208
Versión 3

Página 3 de 8

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

■ ACTIVIDADES DIARIAS:

- Recibir del Llenado de Sueros la muestra y enviarla por el elevador al departamento de Aseguramiento de Calidad para aprobación y despeje de llenado.
- Llenar las carrozas con productos al salir de revisión.
- Colocar las carrozas con producto por lote, dentro de la autoclave de Lama.
- Verificar que las carrozas estén bien aseguradas por medio de la palanca de seguridad que cada carroza posee con el borde externo de la autoclave.
- Colocar en el interior de un envase lleno ampolla con Bioindicadores y tiras químicas indicadoras.
- Esterilizar el producto según procedimiento PEO-PD-022 y / o PEO-PD-094
- Enviar muestra para análisis de pirógenos a Aseguramiento de Calidad al salir suero parenteral de autoclave.
- Identificar cada carroza en el caso de sueros parenterales con rótulo Pendiente de Aprobación color anaranjado (en espera de resultado de pirógenos) y Electorales con aprobado en color verde Esterilizado para iniciar empaque.
- Cambiar identificación de suero parenteral luego que Aseguramiento de Calidad entrega la boleta de aprobado para pirógenos. Colocarle rótulo verde de Esterilizado para iniciar empaque.
- Llenar la Hoja Técnica con los datos solicitados en Procedimiento de Autoclave
- Solicitar firma de cinta impresa de Autoclave de Lama al Supervisor para verificar que el ciclo esterilizó, si el ciclo no esterilizó informar a Supervisor.
- Adherir las cintas impresas de Autoclave y tiras químicas a la Hoja Técnica en el lugar que corresponde.
- Entregar producto a Empaque de Sueros, según información en Hoja Técnica.
- Entregar al Supervisor de área la documentación necesaria para cerrar las órdenes de producción.
- Descargar agua por medio de ciclo en vacío en la autoclave.

	<div><h1><i>Laboratorios Bonin</i></h1><h2>PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE</h2></div>	<div><div><div>Código: FO-RH-25 Versión 4</div><div>PP.208 Versión 3</div><div>Página 4 de 8</div></div></div>
---	---	--

■ **ACTIVIDADES SEMANALES:**

- Solicitar al supervisor los egresos de suministros los días viernes
- Recibir en Bodega de Materiales los suministros para el área los días lunes, verificando contra boleta y firmar de recibido.
- Realizar la limpieza general de la autoclave de Lama según procedimiento PEO-PD-023).

■ **ACTIVIDADES QUINCENALES:**

- Ninguna específica.

■ **ACTIVIDADES MENSUALES:**

- Ninguna específica.

■ **ACTIVIDADES ANUALES:**

- Ninguna específica.

■ **ACTIVIDADES OCASIONALES O PERIÓDICAS:**

- Informar inmediatamente si en el ciclo de esterilización se activa alguna alarma, al Supervisor de turno, si es en horario extendido por radio a Mantenimiento de turno y por teléfono a Supervisor o Gerente de Producción.
- Proceder a identificar con rótulo Rechazado en color rojo si por alguna razón un producto es rechazado por Aseguramiento de Calidad.
- Sustituir al personal operativo cuando se encuentran ausentes en la empresa o cuando se lo solicite su Jefe Inmediato Superior.
- Realizar trabajos de manufactura, empaque o cualquier otra actividad de otras áreas cuando el Supervisor o Gerente de Producción se lo solicitan.
- Apoyar en inducciones y/o capacitaciones de personal nuevo o traslado.
- Aplicar los procedimientos conforme la Normativa ISO 9001-2015 y Buenas Prácticas de Manufactura.

	<i>Laboratorios Bonin</i>	Código: FO-RH-25 Versión 4
	PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE	PP.208 Versión 3
		Página 5 de 8

...Continuación

■ **ACTIVIDADES OCASIONALES O PERIÓDICAS:**

- Asistir a las capacitaciones que le sean asignadas por su Jefe Inmediato Superior o por el Departamento de Recursos Humanos.
- Reportar al Supervisor si surge algún problema con las máquinas para solicitar apoyo de un Electromecánico en Mantenimiento.
- Reportar a su Jefe Inmediato Superior cualquier situación de problema, duda, consulta durante la gestión de trabajo.
- Realizar cualquier actividad inherente al cargo según indicaciones del Jefe Inmediato Superior.

	<i>Laboratorios Bonin</i> PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE	Código: FO-RH-25 Versión 4 <hr/> PP.208 Versión 3 <hr/> Página 6 de 8
---	--	--

PERFIL INTERNO

REPORTA A:	Supervisor de Empaque.
SUPERVISA A:	Ninguno.
RELACIÓN INTERNA CON:	Operario de Llenado, Auxiliares de Sueros, Bodega de Materia Prima, Electromecánicos, Inspector de Control de Calidad.
ES SUSTITUIDO POR:	Operario de Autoclave, Supervisor de Empaque
SUSTITUYE A:	Auxiliar de Sueros Auxiliar de Empaque General
HORARIO DE TRABAJO:	Lunes a jueves: 7:00 a.m. a 16:00 p.m. Viernes: 7:00 a.m. a 15:00 p.m.
HORARIO EXTRAORDINARIO:	Debe colaborar tiempo extraordinario siempre que sea requerido por su Jefe Inmediato Superior o Gerencia de Producción.



Laboratorios Bonin

PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE

Código:
FO-RH-25
Versión 4

PP.208
Versión 3

Página 7 de 8

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS	NIVEL
Productividad	2
Trabajo en equipo	2
Calidad	2
Planificación de Actividades	1
Comunicación	1
Aplicación de la Matemática	2

REQUISITOS GENERALES	
Género	Masculino
Edad	Mayor de 21 años
Estado Civil	Indiferente

NIVEL DE ESCOLARIDAD	Estudios a nivel medio completos (básicos).
EXPERIENCIA PREVIA	Personal Externo: Experiencia de 6 meses en Manejo de Autoclave Personal Interno: Capacitación mínima de 3 meses en Autoclave
HABILIDADES TÉCNICAS	Manejo de maquinaria Industrial. Ajustes mecánicos.
MANEJO DE MÁQUINAS Y/O EQUIPO	Autoclave de Lama Electrónica, Computadora e Impresora.
IDIOMAS	Español fluido.
OTRAS HABILIDADES	Buenas relaciones interpersonales. Capacidad para trabajar en equipo y de acuerdo a objetivos establecidos.
OTROS CONOCIMIENTOS	***Preparación y asepsia de áreas de producción. ***Generalidades de la Norma ISO 9001:2015. ***Normas internas de la empresa. ***Buenas prácticas de manufactura.
DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE CALIDAD	Interpretación de hojas técnicas y programas de producción.
RIESGO:	N/A
SALUD:	Buena Agudeza Visual.
OTROS	Buena salud física. Disponibilidad de laborar tiempo extra, según indicaciones de Jefe Inmediato Superior.



Laboratorios Bonin

PERFIL DE PUESTOS OPERARIO DE AUTOCLAVE

Código:
FO-RH-25
Versión 4

PP.208
Versión 3

Página 8 de 8

***Es una habilidad o requisito que no es necesario cumplirlo en el proceso de selección y que deberá darse posteriormente en la inducción y/o capacitación al puesto.