


Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN FILTRACION DE DESINFECTANTES PRODUCCIÓN	Código: PEO-PD-091-04 Versión: 04 Vigencia 30/11/2023 Vencimiento: 30/11/2025 Página 1 de 3
--	--	---

1. PROPÓSITO

Asegurar que la filtración de desinfectantes se realiza de forma correcta para evitar contaminación en el área de ampollas al momento de utilizarlos.

2. ALCANCE

Aplica a las áreas de fabricación de ampollas.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO

4. DEFINICIONES

NA

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

Personal Operativo: Es responsable de ejecutar el presente procedimiento.

Jefe de Producción y Supervisores de Producción: Son responsables de verificar que se cumple con la operación según lo indicado en el procedimiento.

AUTORIDAD

El **Gerente de Producción, Jefe de Producción y Supervisores de Producción** tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

6. CONTENIDO


6.1. Frecuencia

6.1.1 Semanal

6.2. Especificación

6.2.1 Los desinfectantes a filtrar son: Alcohol, Vortex y Whisper V

Elaborado por: Supervisor de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023
Revisado por: Jefe de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023
Aprobado por: Gerente de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023

Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN FILTRACION DE DESINFECTANTES PRODUCCIÓN	Código: PEO-PD-091-04 Versión: 04 Vigencia 30/11/2023 Vencimiento: 30/11/2025 Página 2 de 3
--	--	---

6.3. Procedimiento

- 6.3.1. El operario solicita 2 galones de alcohol al 70% a bodega de suministros, así como, 11 galones vacíos.
- 6.3.2. En tres galones vacíos procede a dispensar el desinfectante a utilizar según Rotación de agentes químicos de **sanitación FO-AC-144**, según **procedimiento PEO-PD-013**.
- 6.3.3. Los otros 8 galones restantes se esterilizan.
- 6.3.4. El operario del área de ampollas filtra el desinfectante y el alcohol a utilizar, según **PEO-PD-004** y procede a colocarlo en los galones previamente esterilizados.
- 6.3.5. Los galones deben de ser identificados con el nombre del desinfectante, concentración, condiciones de almacenamiento, precaución, fecha de filtración y fecha de vencimiento.
- 6.3.6. Llenar el formato de control de filtración de desinfectantes **FO-PD-019**.
- 6.3.7. Luego de filtrar el operario procede a limpiar el equipo según **PEO-PD-012**.
- 6.3.8. Si por alguna razón queda residuo de desinfectante este debe de descartarse.

6.4. Vigencia

- 6.4.1 Los desinfectantes filtrados tendrán una vigencia de 8 días calendario.

7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 30/11/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

8. BIBLIOGRAFÍA


Ninguna

9. ARCHIVO

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para el área de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE

Laboratorios Bonin 	PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN FILTRACION DE DESINFECTANTES PRODUCCIÓN	Código: PEO-PD-091-04
		Versión: 04
		Vigencia 30/11/2023 Vencimiento: 30/11/2025
		Página 3 de 3

11. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACIÓN Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN
FO-PD-019 Control de filtración de desinfectantes	Personal cada área	Cronológico	Producción	2 años
FO-AC-144 Rotación de agentes químicos de sanitación	Personal cada área	Cronológico	Producción	2 años

12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Se agrega 6.3.9,
2	Se modifican químicos a filtrar, residuos se envían a aseguramiento para su descarte.
3	Se actualiza el cargo de Asistente por Jefe de Producción Se cambia redacción de los numerales 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 y 6.3.4